
















細菌カウンタ レベル表示

細菌測定数値



レベル							
	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5	レベル6	レベル7
	10万個未満	10万～ 100万個未満	100万～ 300万個未満	300万～ 1000万個未満	1000万～ 3000万個未満	3000万 ～1億個未満	1億個以上
口腔内細菌	 少ない		 ふつう		 多い		
身近な細菌数	 パソコン キーボード		 台所・洗面所等 排水口外側			 台所・洗面所等 排水口内側	
	 玄関の隅側						