

CPHI

Japan

日程：2024年4月17日(水)～19(金)

会場：東京ビッグサイト 東展示棟

PHCbiブースへお越し下さい

ブースNo. **4Y-22**

(東展示棟4ホール)


★ 本チラシをお持ちいただき、商品ご覧ください！お名刺と交換で「PHCbiグッズ」プレゼントいたします！

●個人情報の管理に関しましては、弊社ホームページをご覧ください。<https://www.phcbd.com/jp/privacy/> いただいた個人情報を元に、弊社担当営業より連絡や関係資料を送付させていただく場合があります。

ご来場
チェック

■ 展示内容 (予定)

● 遺伝子治療・ワクチン・ウイルスベクター・エクソソーム製造用バイオリアクター scale-X™ Carbo システム



- ▶ 接着細胞の大量培養が可能な fixed-bed バイオリアクターを搭載
- ▶ 構造的な fixed-bed バイオリアクターにより均一な細胞分布と培地の安定供給を実現
- ▶ ラボレベルから臨床用、商業製造までスケールアップ可能な製品ラインナップ
- ▶ 小フットプリントで高密度な細胞培養が可能なシステム



● ライブセル代謝分析装置 LiCellMo (参考出展)



- ▶ 細胞代謝モニタリング：独自の In-Line センサーにより培地中のグルコースと乳酸を連続的に測定
- ▶ 解糖系を直接測定：グルコースと乳酸の濃度変化から解糖系の変化を直接的に分析
- ▶ いつもと同じ培養環境：CO₂ インキュベーター内・市販品 24 ウェルプレートで分析



● クラウドサーバー使用 リモートモニタリングシステム LabAlert PRO



- ▶ PC・スマホからお使いの機器をリモート管理
- ▶ 大掛かりな工事不要で運用開始が可能
- ▶ 1台だけのモニタリングから50台を超える大規模施設まで対応
- ▶ PHC製品(一部)なら別売のインターフェースボード取付けでデジタル接続でのモニタリングも可能



信頼と実績で
製品本体
5年保証

● ノンフロン 超低温フリーザー



- ▶ 自然冷媒(ノンフロン)とインバーター制御により高い省エネを実現
- ▶ 扉ラッチに電気錠装備。顔認証・パスワード・NFC認証で解錠(超低温フリーザー)
- ▶ 液晶タッチパネルコントロールパネルは、温度・警報・ドア開閉のログデータを保持
- ▶ 保持したログデータは、USBメモリーへデータ出力が可能
- ▶ 電源：単相100V



信頼と実績で
製品本体
5年保証

お問い合わせは

PHC株式会社
バイオメディカ事業部
〒105-8433
東京都港区西新橋2丁目38番5号

北海道営業所 TEL 03-4363-2211 FAX 011-251-3760
東北営業所 TEL 022-266-2131 FAX 022-215-5582
東京営業所 TEL 03-5408-7277 FAX 03-5408-0873
南関東営業所 TEL 045-978-5134 FAX 045-978-5150

中部営業所 TEL 052-211-8880 FAX 052-211-8882
近畿営業所 TEL 06-6136-1415 FAX 06-6136-1449
中国営業所 TEL 082-247-7532 FAX 082-240-2701
九州営業所 TEL 092-292-7719 FAX 092-291-5353