



**会 期：2022年9月7日(水)～9(金)**  
AM10:00～PM5:00

**会 場：幕張メッセ国際展示場**

登録はこちらから



### PHCbiブースへお越し下さい ブースNo. 5B-606

★ 本チラシをお持ちいただき、商品ご覧ください！お名刺と交換で「PHCbi グッズ」プレゼントいたします！



#### ■ 展示内容 (予定)

##### ● ライブセル代謝分析装置 (参考出展)



- ▶ 細胞代謝モニタリング：独自の In-Line センサーにより培地中のグルコースと乳酸を連続的に測定
- ▶ 解糖系を直接測定：グルコースと乳酸の濃度変化から解糖系の変化を直接的に分析
- ▶ いつもと同じ培養環境：CO<sub>2</sub> インキュベーター内・市販品 24 ウェルプレートで分析

##### ● クラウドサーバー使用 リモートモニタリングシステム LabAlert PRO



- ▶ PC・スマホからお使いの機器をリモート管理
- ▶ 大掛かりな工事不要で運用開始が可能
- ▶ 1台だけのモニタリングから50台を超える大規模施設まで
- ▶ PHC 製品(一部)なら別売のインターフェースボード取付けでデジタル接続でのモニタリングも可能



##### ● 小型 CO<sub>2</sub>インキュベーター



- ▶ 内容量 50 L 省スペースモデル：1 ドナー 1 チャンバーユースに最適
- ▶ 清掃性・収納効率 UP 内箱・棚受け一体構造
- ▶ USB ポート付き 有機 EL ディスプレイコントロールパネル
- ▶ 約 2 時間半で完了 過酸化水素除染(オプション)
- ▶ 温度制御範囲：周囲温度 +5℃～50℃ (周辺温度：5℃～35℃・無負荷)



##### ● ノンフロン 超低温フリーザー/スリムタイプ 薬用保冷庫



- ▶ 自然冷媒(ノンフロン)とインバーター制御により高い省エネを実現
- ▶ 液晶タッチパネル(超低温フリーザー)有機 EL ディスプレイ(薬用保冷庫)コントロールパネルは、温度・警報・ドア開閉のログデータを保持
- ▶ 保持したログデータは、USB メモリーへデータ出力が可能
- ▶ 温度制御  
超低温フリーザー：-50℃～-85℃  
薬用保冷庫：2℃～14℃
- ▶ 電源：単相 100V (超低温フリーザーは三相 200V のラインアップ)



バイオメディカ機器の  
製品本体 保証期間 が

5年 になりました

■ 5年保証ラベル

製品本体5年保証  
5-year Warranty

**5**


【保証規定】

- 保証書の〈無償修理規定〉記載内容をご確認ください。
- 消耗部品 や 別売品 は 保証対象に含まれておりません。
- 保証期間は 設置日/据え付け日より5年間となります。

【設置日/据え付け日】

年 月 日

LDCM080901-0



■ 注意)

- ▶ 2022年4月1日以降納品された製品本体が対象となります
- ▶ 5年保証ラベルに記入された日(納品設置日)より5年間が保証期間となります
- ▶ 製品本体が対象です。オプション品・消耗品・定期交換部品などは対象外です
- ▶ 製品の内容物の保証はできませんので予めご了承ください
- ▶ 薬局関連機器は対象外です
- ▶ フードソリューション機器は3年保証となります
- ▶ 5年保証の詳しい内容は、各営業所へお問合せください

5年保証の詳しい情報は web もご覧ください

● お得な情報をお届け! お客様情報(機器情報)の登録もこちらから!

5年保証サイト <https://www.phchd.com/jp/biomedical/about-phcbi/warranty>

バイオメディカ5年保証

検索



●お問い合わせは

PHC株式会社

バイオメディカ事業部

〒105-8433

東京都港区西新橋2丁目38番5号

北海道営業所 TEL 011-817-7151 FAX 011-817-7167

東北営業所 TEL 022-266-2131 FAX 022-215-5582

東京営業所 TEL 03-5408-7277 FAX 03-5408-0873

南関東営業所 TEL 045-978-5134 FAX 045-978-5150

中部営業所 TEL 052-211-8880 FAX 052-211-8882

近畿営業所 TEL 06-6136-1415 FAX 06-6136-1449

中国営業所 TEL 082-247-7532 FAX 082-240-2701

九州営業所 TEL 092-292-7719 FAX 092-291-5353

このチラシの記載内容は  
2022年7月現在のものです。

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。  
●実際の製品には、ご使用の注意を表示しているものがあります。