

会期：2023年9月6日(水)～8(金)
AM10:00～PM5:00

会場：幕張メッセ国際展示場

★本チラシをお持ちいただき、商品をご覧ください！
お名刺と交換で「PHCbiグッズ」プレゼントいたします！



PHCbiブースへお越し下さい ブースNo. 6A-404

■ 展示内容 (みなさまのお困りごとを解決します!)

👉 フリーザーのセキュリティに不安を感じる

● 顔認証で電気錠解錠

ノンフロン 超低温フリーザー (タテ型)



- ▶ ノンフロン冷媒で高い省エネ
- ▶ 顔認証でドア解錠 高いセキュリティ
- ▶ 温度・警報・ドア開閉のログデータを保持 液晶タッチパネル
- ▶ 保持したログデータは、USBメモリーへデータ出力が可能
- ▶ 温度制御：-40℃～-85℃
- ▶ 電源：単相100V

2022年12月発売

MDF-DU503VHS1

👉 フリーザーの霜付きを何とかしたい

● 内扉の霜付きを低減

ノンフロン 超低温フリーザー (タテ型)



- ▶ ノンフロン冷媒で高い省エネ
- ▶ 内扉への霜付きを低減
- ▶ 温度・警報・ドア開閉のログデータを保持 液晶タッチパネル
- ▶ 保持したログデータは、USBメモリーへデータ出力が可能
- ▶ 温度制御：-40℃～-85℃
- ▶ 電源：単相100V

2023年6月発売

MDF-DU700ZHS1

👉 デスク横に置ける小型フリーザーが欲しい

● 小型84L/180L パーソナルタイプ

ノンフロン 超低温フリーザー (ヨコ型)



2023年9月発売予定

MDF-DC102VH

MDF-DC202VH

- ▶ ノンフロン冷媒で環境負荷低減
- ▶ 旧モデル比較で、1L当たり換算で省エネ
- ▶ 温度・警報・ドア開閉のログデータを保持 有機ELコンパネ
- ▶ 保持したログデータは、USBメモリーへデータ出力が可能
- ▶ 温度制御：-40℃～-85℃
- ▶ 電源：単相100V

👉 遠隔で機器の管理がしたい

● クラウドサーバー使用

リモートモニタリングシステム

LabAlertPRO

MTR-9000



- ▶ PC・スマホからお使いの機器をリモート管理
- ▶ 大掛かりな工事不要で運用開始が可能
- ▶ 1台だけのモニタリングから50台を超える大規模施設まで

お問い合わせは

PHC株式会社
バイオメディカ事業部
〒105-8433
東京都港区西新橋2丁目38番5号

北海道営業所 TEL 011-817-7151 FAX 011-817-7167
東北営業所 TEL 022-266-2131 FAX 022-215-5582
東京営業所 TEL 03-5408-7277 FAX 03-5408-0873
南関東営業所 TEL 045-978-5134 FAX 045-978-5150

中部営業所 TEL 052-211-8880 FAX 052-211-8882
近畿営業所 TEL 06-6136-1415 FAX 06-6136-1449
中国営業所 TEL 082-247-7532 FAX 082-240-2701
九州営業所 TEL 092-292-7719 FAX 092-291-5353