

# バイオメディカ機器のアスベスト使用製品一覧

2021年9月現在

## 1. バイオメディカルフリーザー

- ・現在の生産・販売商品には、アスベスト類の使用は有りません
- ・下記の一覧に記載されていない商品にはアスベスト類の使用は有りません
- ・過去の生産・販売商品でのアスベスト類の使用部位とその影響  
使用部位：コンプレッサー内部のバルブプレート部のガスケット  
コンプレッサー外部の接続用ガスケット  
人体への影響：無し（ガスケットゴムへの練り込み使用の為、飛散無し）

品番 (製造番号)	アスベスト使用有無	使用部位	飛散性の有無	備考
MDF-130	有	コンプレッサ用ガスケット	無	—
MDF-230	有	コンプレッサ用ガスケット	無	—
MDF-400	有	コンプレッサ用ガスケット	無	—
MDF-440	有	コンプレッサ用ガスケット	無	—
MDF-U331	有	コンプレッサ用ガスケット	無	—
MDF-U441	有	コンプレッサ用ガスケット	無	—
MDF-U442	有	コンプレッサ用ガスケット	無	—
MDF-U460BR	有	コンプレッサ用ガスケット	無	—
MDF-330	有	コンプレッサ用ガスケット	無	—

# バイオメディカ機器のアスベスト使用製品一覧

2021年9月現在

## 2. 超低温フリーザー

- ・現在の生産・販売商品には、アスベスト類の使用は有りません
- ・下記の一覧に記載されていない商品にはアスベスト類の使用は有りません
- ・過去の生産・販売商品でのアスベスト類の使用部位とその影響  
 使用部位：コンプレッサー内部のバルブプレート部のガスケット  
 コンプレッサー外部の接続用ガスケット  
 人体への影響：無し（ガスケットゴムへの練り込み使用の為、飛散無し）

品番 (製造番号)	アスベスト使用有無	使用部位	飛散性の有無	備考
MDF-1155AT	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-1155ATN	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-190	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-190AT	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-192	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-192AT	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-2135	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-2135AT	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-2135ATN	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-2136	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-2136AT	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-2136ATN	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-290	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-290AT	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-291	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-291AT	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-292	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-292AT	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-293	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-293AT	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-330	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-380	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-380AT	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-381	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-381AT	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-382	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-382AT	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-390	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-390AT	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-392	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-392AT	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-393	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-393AT	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-490	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-490AT	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-492	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-492AT	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-493	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-493AT	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-590	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-590AT	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-592	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-592AT	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-593	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-593AT	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-790	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-790AT	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-792	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-792AT	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-793	有	コンプレッサ用ガスケット	無	2009年9月以降生産はアスベスト使用無し
MDF-793AT	有	コンプレッサ用ガスケット	無	2009年9月以降生産はアスベスト使用無し
MDF-U281	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-U281AT	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-U281ATR	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-U32V	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-U383	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-

# バイオメディカ機器のアスベスト使用製品一覧

2021年9月現在

MDF-U481	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-U481AT	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-U481ATR	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-U50V	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-U50VS5	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-U50VS6	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-U52V	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-U52VS5	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-U52VS6	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-U581	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-U581AT	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-U581ATR	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-U70V	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-U71V	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-U71VS5	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-U71VS6	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-U72V	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-U72VS5	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MDF-U72VS6	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-

# バイオメディカ機器のアスベスト使用製品一覧

2021年9月現在

## 3. 薬用冷蔵ショーケース/薬用保冷庫/研究用保冷庫

- ・現在の生産・販売商品には、アスベスト類の使用は有りません
- ・下記の一覧に記載されていない商品にはアスベスト類の使用は有りません
- ・過去の生産・販売商品でのアスベスト類の使用部位とその影響  
 使用部位：コンプレッサー内部のバルブプレート部のガスケット  
 コンプレッサー外部の接続用ガスケット  
 人体への影響：無し（ガスケットゴムへの練り込み使用の為、飛散無し）

品番 (製造番号)	アスベスト使用有無	使用部位	飛散性の有無	備考
MPR-1010	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MPR-1010R	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MPR-110	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MPR-110(GO)	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MPR-161	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MPR-161(H)	有	コンプレッサ用ガスケット	無	2001年4月以降生産はアスベスト使用無し
MPR-161D	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MPR-161D(H)	有	コンプレッサ用ガスケット	無	2001年4月以降生産はアスベスト使用無し
MPR-210	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MPR-210(GO)	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MPR-211F	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MPR-213F	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MPR-213FS	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MPR-214F	有	コンプレッサ用ガスケット	無	2005年5月以降生産はアスベスト使用無し
MPR-214FS	有	コンプレッサ用ガスケット	無	2005年5月以降生産はアスベスト使用無し
MPR-311	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MPR-311(H)	有	コンプレッサ用ガスケット	無	2001年4月以降生産はアスベスト使用無し
MPR-311D	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MPR-311D(H)	有	コンプレッサ用ガスケット	無	2001年4月以降生産はアスベスト使用無し
MPR-311DR	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MPR-311DR(H)	有	コンプレッサ用ガスケット	無	2001年4月以降生産はアスベスト使用無し
MPR-411F	有	コンプレッサ用ガスケット	無	2001年4月以降生産はアスベスト使用無し
MPR-411FR	有	コンプレッサ用ガスケット	無	2001年4月以降生産はアスベスト使用無し
MPR-411FRS	有	コンプレッサ用ガスケット	無	2001年4月以降生産はアスベスト使用無し
MPR-411FS	有	コンプレッサ用ガスケット	無	2001年4月以降生産はアスベスト使用無し
MPR-502	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MPR-503	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MPR-504	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MPR-504(H)	有	コンプレッサ用ガスケット	無	2001年4月以降生産はアスベスト使用無し
MPR-510	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-
MPR-510R	有	コンプレッサ用ガスケット	無	-