

お客様各位

三菱化学メディエンス株式会社  
I V D 事業部

## イアトロスキャンMK-5の修理対応終了および機器取扱いに関するご案内

- 修理対応について  
TH-10 MK-III(斜めにスキャンするタイプで、黄色のボディーカラー)、TH-10 MK-IV(斜めにスキャンする最後のタイプ、アイボリーのボディーカラーで、86~89年製造)に関しましては、既に修理対応終了となっておりますが、MK-5(90~95年製造)に関しましては、多くの保守部品が入手困難となっております。お早めの買い替えについてご検討をお願い申し上げます。
- 圧電式の点火器について  
MK-5およびnewMK-5型をご使用のお客様で、圧電式点火器(火花が飛ぶ点火器)をご使用のお客様に再度、ご案内申し上げます。イアトロスキャン本体に点火時の注意書きシールが貼ってありますが、この点火器の取扱いに起因すると思われる故障が時々報告されています。弊社では、MK-6型よりガスライターの使用をお勧めしています。ガスの炎(火花ではなく)にて点火することにより、故障を完全に回避することができますので、ガスライターへの変更をお勧めいたします。
- データ処理機について  
USB対応の480II for IATROSCAN データステーションを販売しております。外付けのA/DコンバータをUSBポートに接続するだけで、PC(ノートパソコン可)が2chのクロマトデータ処理機になります。詳しい仕様はお問合せください。

製品番号	品名	単位	メーカー希望価格
2125	480II for IATROSCAN データステーション	一式	850,000円
4932	スタートコントローラ TU-600	一台	60,000円

〈お問合せ先〉

三菱化学メディエンス株式会社

TEL : 03-6722-4110 I V D 事業部免疫グループ

TEL : 0120-226254 カスタマーサポート部

以上