

クリニック医師向け ソリューション



Healthcare

PHCグループは長年培ったプレジジョンにデジタルソリューションを融合させ、
患者様への医療サービス向上に貢献します。

クリニックに、こんな「お悩み」はありませんか？

“ 過去の検査データとの比較で、治療状況をわかりやすく伝えたい。



“ 検査依頼の手書きをやめ、煩雑さやミス無くしたい。



“ 検査結果を早く受け取り、迅速な診断・治療を実施したい。



PHCグループの「プレジジョン」
と「デジタルソリューション」
でお悩みの解決をサポートし
ます。


PHC Group Precision & Digital Solutions

Medicom-HRV

クラウド対応型電子カルテ

過去の検査データとの比較で、治療状況をわかりやすく伝えたい。そんなドクターの思いをかなえる電子カルテです。検査結果とカルテ2号紙を並列表示。カルテや紹介状などの文書に簡単に転記することが可能です。

[> 詳細はこちら](#)



Medicom-HRV

電子カルテ

情報をすばやく・正確に伝えるためにも、ドクターはもちろん、スタッフにも見やすく・使いやすいことをさらに追求しました。検査依頼連携でスピッツラベルを自動印刷。検査結果も自動で反映。患者さん用に印刷も可能です。

[> 詳細はこちら](#)



Medicom-SK

デバイスフリー電子カルテ

医療ITの歴史とともに進化を遂げてきたメディコム製の堅牢なシステムをベースに、在宅医療の様々な場面にも対応するシンプルな操作性とモバイル性を実現しました。ノートパソコンや iPad を使って、施設や在宅現場でもカルテや検査の結果を確認することが可能です。

[> 詳細はこちら](#)




m-TEST

エム テスト

電子カルテ用オンライン検査支援システム

検査依頼のオンライン化で、医療の質の向上と検査関連の業務効率化を実現。外注検査の依頼と結果受信をオンラインで行う電子カルテ用オンライン検査支援システムです。

[> 詳細はこちら](#)



m-Line

インターネット診療支援システム

患者さんの臨床検査結果をインターネット経由でクリニックへご報告するシステムです。素早く、かつ安全に検査結果をご報告する m-Line は、きめ細やかな医療サービスの向上に貢献します。

[> 詳細はこちら](#)

A screenshot of the m-Line software interface. It displays a patient's medical history and test results in a structured, tabular format. The interface includes various fields for patient information, test results, and a timeline of medical events.

PHCグループのクリニック医師向けソリューション

メディコムの電子カルテ



診療所用電子カルテ医事一体型システム Medicom-HRV

多彩な機能が診療における各シーンで強力にサポート。


[>詳細はこちら](#)



診療所用電子カルテ医事一体型システム Medicom-HRVf

効率的なカルテ操作により患者さんと向き合う時間を充実させる。

[>詳細はこちら](#)



在宅診療所用電子カルテシステム Medicom-SK

いつでもどこにいてもカルテ記載が可能。理想のクリニックを実現するカスタマイズ自在な電子カルテ。

[>詳細はこちら](#)



メディコムクラウド

メディコムのクラウドサービスは快適さと安心の両方をお届けします。

[>詳細はこちら](#)


LSIメディエンスの検査



オンライン化した検査支援システム m-TEST

総合臨床検査センターとしてのノウハウを詰め込んだ外注検査の依頼・結果受信をオンラインで行うシステムです。

[>詳細はこちら](#)



診療支援システム m-Line

患者さんの臨床検査結果をインターネット経由でクリニックへご報告するシステムです。

[>詳細はこちら](#)



<医療従事者様へのご案内>

移動式免疫発光測定装置 パスファースト

パスファーストは、簡単、迅速、高性能にこだわった移動式免疫発光測定装置で、全血及び血漿、血清の測定が可能です（項目による）。

[>詳細はこちら](#)



臨床検査

日本を代表する世界水準の高度な検査技術、精度、スケールをもつ総合臨床検査センターとして、最新設備の導入や様々な検査を統合するシステムの構築に努めています。

[>詳細はこちら](#)

PHCbiの薬品保存ソリューション



ノンフロン 薬用冷蔵ショーケース
MPR-S150H

有効内容積	165L
温度制御範囲	2℃～14℃

サーミスターセンサーと温度調節器により、庫内温度を薬品の最適な保存温度である+4℃に制御できます。頻繁な扉の開閉や設置環境の温度変化に左右されにくい信頼性の高い温度管理が可能です。ノンフロン冷媒（HC 冷媒）とインバーター制御コンプレッサーの組み合わせにより、従来機種と比較して 50% 以上の消費電力量削減を実現しています。

[>詳細はこちら](#)



ノンフロン 薬用冷蔵ショーケース
MPR-S300H

有効内容積	345L
温度制御範囲	2℃～14℃

サーミスターセンサーと温度調節器により、庫内温度を薬品の最適な保存温度である+4℃に制御できます。頻繁な扉の開閉や設置環境の温度変化に左右されにくい信頼性の高い温度管理が可能です。ノンフロン冷媒（HC 冷媒）とインバーター制御コンプレッサーの組み合わせにより、従来機種と比較して 50% 以上の消費電力量削減を実現しています。

[>詳細はこちら](#)



薬用保冷库
MPR-215F-PJ

有効内容積	保冷库部：176L フリーザー部：39L
温度制御範囲	保冷库部：2℃～14℃ フリーザー部：-30℃～-20℃

2℃～14℃の薬用保冷库（176L）と、-30℃（39L）の冷却能力を持つメディカルフリーザーを一体化したコンパクトタイプ。幅広い温度域により要保冷（15℃以下、禁凍結）や要冷蔵（2℃～8℃）の薬品をはじめ試薬や制御酵素、凍結血漿などの保存（-20℃～-30℃）まで多目的に利用可能。従来、フリーザーと保冷库に別々に保存していた内容物を本機一台に収納でき、フットプリント削減に貢献します。

[>詳細はこちら](#)

PHC
GROUP

PHCホールディングス株式会社

< お問い合わせ窓口 >

〒105-8433 東京都港区西新橋2-38-5

Tel. 03-5408-7280

<https://www.phchd.com/jp/solution/clinic>

