


おすすめPoint①

チューブラック収納効率Up
10×10(2.0ml用)⇒23%
14×14(1.0ml用)⇒142%

◎今お使いの9×9(81本立)ラックと同じ収納スペースにより多くのチューブが収納できます




おすすめPoint②

チューブ底面の2Dバーコード・側面の1Dバーコードを印字した「ジャケットチューブ構造」※

◎チューブを傾けずに情報コードをハンディタイプコードリーダーで読み取りサンプルにストレスをかけずに情報取得が可能です

※2.0ml 2Dバーコード付 JRD-CB6CS200(EX)S
1.0ml 2Dバーコード付 JRD5(CB)-6M(EX)S



おすすめPoint③


チューブ・キャップ方式は外ネジ式※で内容量が稼げます
コンタミネーション対策に有効です

◎Oリング、パッキン、ガスケットを使用しないスクリューキャップを採用シーリング素材を使用していないのでシール性が良く、ペットボトルのようにしっかりと密閉できます

※内ネジ式(インターナル)はキャップがチューブ内に入り込むので容量ロスと、キャップに内容物が付着するためコンタミの危険があります



■寸法図



- 本カタログに掲載の、凍結保存チューブ・チューブ用ラックの製造・販売元は、エフ・シー・アール・アンド・バイオ株式会社です。
- 当社は製品の内容物の補償は出来ませんので予めご了承ください。
- 本カタログ掲載商品の価格には、消費税・地方消費税・配送料・設置料・関連工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

●お問い合わせは

パナソニック ヘルスケア株式会社 バイオメディカ事業部

〒105-8433
東京都港区西新橋2丁目38番5号

北海道営業所 TEL 011-231-7113 FAX 011-271-0714
東北営業所 TEL 022-266-2131 FAX 022-215-5582
つくば出張所 TEL 029-855-3407 FAX 029-855-3408
東京営業所 TEL 03-5408-7277 FAX 03-5408-0873
南関東営業所 TEL 045-978-5134 FAX 045-978-5150
中部営業所 TEL 052-551-0822 FAX 052-551-3490
近畿営業所 TEL 06-6136-1415 FAX 06-6136-1449
中国営業所 TEL 082-247-7532 FAX 082-240-2701
九州営業所 TEL 092-292-7719 FAX 092-291-5353

このカタログの記載内容は
2017年6月現在のものです。

1706 A 5250

- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
- 実際の製品には、ご使用の注意を表示しているものがあります。

Panasonic

2017/06

凍結保存チューブ・チューブ用ラック 取扱開始のご案内

詳しくは、ホームページで panasonic-healthcare.com/jp/biomedical

パナソニック
ヘルスケアの
標準貯蔵ラックに
そのまま収納
できます

超低温フリーザー用 凍結保存チューブ&チューブ用ラック

2.0ml 1.0ml バーコードあり/バーコードなし


2.0ml
2Dバーコードあり

底面/側面 2つのバーコードを持つ
「ジャケットチューブ構造」
チューブを傾けずにリーダー読み取りが可能です



48Jacket Tubes 2.0ml チューブ
JRD-CB6CS200(EX)S
2.0ml 2Dバーコードあり
キャップ装着済 滅菌済
チューブ高さ:43.9 mm
1梱包:48本×10袋
メーカー希望小売価格:34,000円(税別)

2.0ml 100本用ラック
10×10 1Dバーコードあり



Freeze Box 100
KCB-IT100(128)
2.0ml用 10×10 空ラック
1Dバーコードあり 未滅菌
素材 蓋・底/ポリカーボネート
各穴部に数字/アルファベット印字有り
外形寸法 136.2mm×136.2mm×(H)48.2mm
1梱包:10個
メーカー希望小売価格:12,900円(税別)


9×9ボックス
比較収納本数
約23%
Up

2.0ml
バーコードなし



48Non Jacket Tubes 2.0ml チューブ
R-CB6CS200(EX)S
2.0ml バーコードなし
キャップ装着済 滅菌済
チューブ高さ:43.9 mm
1梱包:48本×10袋
メーカー希望小売価格:27,500円(税別)


2.0ml 100本用ラック
10×10 バーコードなし



Freeze Box 100
KCB-IT100
2.0ml用 10×10 空ラック
バーコードなし 未滅菌
素材 蓋・底/ポリカーボネート
各穴部に数字/アルファベット印字有り
外形寸法 136.2mm×136.2mm×(H)48.2mm
1梱包:10個
メーカー希望小売価格:12,500円(税別)


1.0ml
2Dバーコードあり

底面/側面 2つのバーコードを持つ
「ジャケットチューブ構造」
チューブを傾けずにリーダー読み取りが可能です



96Jacket Tubes 1.0ml チューブ
JRD5(CB)-6M(EX)S
1.0ml 2Dバーコードあり
キャップ装着済 滅菌済
チューブ高さ:43.7 mm
1梱包:96本×10袋
メーカー希望小売価格:75,000円(税別)

1.0ml 196本用ラック
14×14 1Dバーコードあり



Freeze Box 196
KCB-IT196M(128)
1.0ml用 14×14 空ラック
1Dバーコードあり 未滅菌
素材 蓋・底/ポリカーボネート
各穴部に数字/アルファベット印字有り
外形寸法 136.2mm×136.2mm×(H)52.6mm
1梱包:10個
メーカー希望小売価格:13,900円(税別)

9×9ボックス
比較収納本数
約142%
Up

1.0ml
バーコードなし



96Non Jacket Tubes 1.0ml チューブ
SFL(CB)-6S(EX)S
1.0ml バーコードなし
キャップ装着済 滅菌済
チューブ高さ:46.3 mm
1梱包:96本×10袋
メーカー希望小売価格:52,000円(税別)

1.0ml 196本用ラック
14×14 バーコードなし



Freeze Box 196
KCB-IT196M
1.0ml用 14×14 空ラック
バーコードなし 未滅菌
素材 蓋・底/ポリカーボネート
各穴部に数字/アルファベット印字有り
外形寸法 136.2mm×136.2mm×(H)52.6mm
1梱包:10個
メーカー希望小売価格:13,500円(税別)

パナソニック ヘルスケア 超低温フリーザーとの組合せで、効率の良い超低温保存をご提案します

表示の内容は一例です。価格や組み合わせの詳細は営業所へお問い合わせください。

縦型（アップライトタイプ）

700Lクラス（MDF-U700VX/DU700VH）



フル収納イメージ



ハーフ収納イメージ

2.0mlチューブ/チューブ用ラック（バーコードあり）		フル収納	ハーフ収納
貯蔵ラック	MDF-20SR1-PJ	12個	6個
貯蔵ラック	MDF-24SR1-PJ	12個	6個
Freeze Box 100	KCB-IT100(128)	528個(53箱 ^{あまり2})	264個(27箱 ^{あまり6})
48Jacket Tubes 2.0ml チューブ	JRD-CB6CS200(EX)S	52,800本(110箱 ^{あまり0})	26,400本(55箱 ^{あまり0})

1.0mlチューブ/チューブ用ラック（バーコードあり）		フル収納	ハーフ収納
貯蔵ラック	MDF-20SR1-PJ	12個	6個
貯蔵ラック	MDF-24SR1-PJ	12個	6個
Freeze Box 196	KCB-IT196M(128)	528個(53箱 ^{あまり2})	264個(27箱 ^{あまり6})
96Jacket Tubes 1.0ml チューブ	JRDS(CB)-6M(EX)S	103,488本(108箱 ^{あまり192})	51,744本(54箱 ^{あまり96})

500Lクラス（MDF-U500VX/DU500VH）



フル収納イメージ



ハーフ収納イメージ

2.0mlチューブ/チューブ用ラック（バーコードあり）		フル収納	ハーフ収納
貯蔵ラック	MDF-20SR1-PJ	8個	4個
貯蔵ラック	MDF-24SR1-PJ	8個	4個
Freeze Box 100	KCB-IT100(128)	352個(36箱 ^{あまり8})	176個(18箱 ^{あまり4})
48Jacket Tubes 2.0ml チューブ	JRD-CB6CS200(EX)S	35,200本(74箱 ^{あまり320})	17,600本(37箱 ^{あまり160})

1.0mlチューブ/チューブ用ラック（バーコードあり）		フル収納	ハーフ収納
貯蔵ラック	MDF-20SR1-PJ	8個	4個
貯蔵ラック	MDF-24SR1-PJ	8個	4個
Freeze Box 196	KCB-IT196M(128)	352個(36箱 ^{あまり8})	176個(18箱 ^{あまり4})
96Jacket Tubes 1.0ml チューブ	JRDS(CB)-6M(EX)S	68,992本(72箱 ^{あまり128})	34,496本(36箱 ^{あまり64})

300Lクラス（MDF-U33V/MDF-DU300H）



フル収納イメージ



ハーフ収納イメージ

2.0mlチューブ/チューブ用ラック（バーコードあり）		フル収納	ハーフ収納
貯蔵ラック	MDF-16SR1-PJ	6個	3個
貯蔵ラック	MDF-20SR1-PJ	6個	3個
Freeze Box 100	KCB-IT100(128)	216個(22箱 ^{あまり4})	108個(11箱 ^{あまり2})
48Jacket Tubes 2.0ml チューブ	JRD-CB6CS200(EX)S	21,600本(45箱 ^{あまり0})	10,800本(23箱 ^{あまり240})

1.0mlチューブ/チューブ用ラック（バーコードあり）		フル収納	ハーフ収納
貯蔵ラック	MDF-16SR1-PJ	6個	3個
貯蔵ラック	MDF-20SR1-PJ	6個	3個
Freeze Box 196	KCB-IT196M(128)	216個(22箱 ^{あまり4})	108個(11箱 ^{あまり2})
96Jacket Tubes 1.0ml チューブ	JRDS(CB)-6M(EX)S	42,336本(45箱 ^{あまり864})	21,168本(23箱 ^{あまり912})

貯蔵ラック



品番	チューブラック収納数	適用チューブラック	外形寸法	メーカー希望小売価格(税別)	適合超低温フリーザー
MDF-16SR1-PJ	16個	1.0ml/2.0ml	幅139mm×奥行559mm×高さ225mm	20,000円	MDF-U33V/DU300H
MDF-20SR1-PJ	20個	1.0ml/2.0ml	幅139mm×奥行559mm×高さ281mm	20,000円	MDF-U700VX/U500VX/U400VX/U33V DU700VH/DU500VH/DU300H/
MDF-24SR1-PJ	24個	1.0ml/2.0ml	幅139mm×奥行559mm×高さ336mm	21,000円	MDF-U700VX/U500VX/DU700VH/DU500VH

横型（チェストタイプ）

700Lクラス（MDF-DC700VX）



2.0mlチューブ/チューブ用ラック（バーコードあり）		フル収納	ハーフ収納
貯蔵ラック	MDF-122SR1-PJ	36個	18個
Freeze Box 100	KCB-IT100(128)	432個(44箱 ^{あまり8})	216個(22箱 ^{あまり4})
48Jacket Tubes 2.0ml チューブ	JRD-CB6CS200(EX)S	43,200本(90箱 ^{あまり0})	21,600本(45箱 ^{あまり0})

1.0mlチューブ/チューブ用ラック（バーコードあり）		フル収納	ハーフ収納
貯蔵ラック	MDF-122SR1-PJ	36個	18個
Freeze Box 196	KCB-IT196M(128)	432個(44箱 ^{あまり8})	216個(22箱 ^{あまり4})
96Jacket Tubes 1.0ml チューブ	JRDS(CB)-6M(EX)S	84,672本(89箱 ^{あまり768})	42,336本(45箱 ^{あまり864})

500Lクラス（MDF-DC500VX）



2.0mlチューブ/チューブ用ラック（バーコードあり）		フル収納	ハーフ収納
貯蔵ラック	MDF-122SR1-PJ	28個	14個
Freeze Box 100	KCB-IT100(128)	336個(34箱 ^{あまり4})	168個(17箱 ^{あまり2})
48Jacket Tubes 2.0ml チューブ	JRD-CB6CS200(EX)S	33,600本(70箱 ^{あまり0})	16,800本(35箱 ^{あまり0})

1.0mlチューブ/チューブ用ラック（バーコードあり）		フル収納	ハーフ収納
貯蔵ラック	MDF-122SR1-PJ	28個	14個
Freeze Box 196	KCB-IT196M(128)	336個(34箱 ^{あまり4})	168個(17箱 ^{あまり2})
96Jacket Tubes 1.0ml チューブ	JRDS(CB)-6M(EX)S	65,856本(69箱 ^{あまり384})	32,928本(35箱 ^{あまり672})


-150℃（MDF-C2156VA/VAN）



2.0mlチューブ/チューブ用ラック（バーコードあり）		フル収納	ハーフ収納
貯蔵ラック	MDF-102SR-PJ	12個	6個
Freeze Box 100	KCB-IT100(128)	120個(12箱 ^{あまり0})	60個(6箱 ^{あまり0})
48Jacket Tubes 2.0ml チューブ	JRD-CB6CS200(EX)S	12,000本(25箱 ^{あまり0})	6,000本(13箱 ^{あまり240})

1.0mlチューブ/チューブ用ラック（バーコードあり）		フル収納	ハーフ収納
貯蔵ラック	MDF-102SR1-PJ	12個	6個
Freeze Box 196	KCB-IT196M(128)	120個(12箱 ^{あまり0})	60個(6箱 ^{あまり0})
96Jacket Tubes 1.0ml チューブ	JRDS(CB)-6M(EX)S	23,520本(25箱 ^{あまり480})	11,760本(13箱 ^{あまり720})

貯蔵ラック



品番	チューブラック収納数	適用チューブラック	外形寸法	メーカー希望小売価格(税別)	適合超低温フリーザー
MDF-072SR-PJ	7個	1.0ml/2.0ml	幅162mm×奥行157mm×高さ414mm	15,000円	MDF-DC200V/C8V1
MDF-092SR-PJ	9個	1.0ml/2.0ml	幅162mm×奥行157mm×高さ528mm	16,000円	MDF-1156/394
MDF-102SR-PJ	10個	1.0ml/2.0ml	幅162mm×奥行157mm×高さ585mm	17,000円	MDF-C2156V
MDF-122SR1-PJ	12個	1.0ml/2.0ml	幅158mm×奥行151.5mm×高さ697mm	19,000円	MDF-DC700VX/DC500VX