



液体窒素の保存・分配用

- 主に液体窒素の保存、区分け用に使用
- 液体窒素を移し替えるための注ぎ口、サイフォンセット、ディッパー等が使用可能
- 液体窒素低消費仕様
- 取り回し容易な軽量容器

液体窒素保存容器 Lab シリーズ	品番	MVE-9922219★	MVE-9918079	MVE-10740281	MVE-13492631	MVE-9918099	MVE-9918109
	品名	LAB 4	LAB 5	LAB 10	LAB 20	LAB 30	LAB 50
性能							
液体窒素容量 (L)		4	5	10	20	32	50
静止蒸発率 (L/日) ※1		0.19	0.15	0.18	0.18	0.22	0.49
容器寸法							
ネック口径 (mm)		35	56	56	51	64	64
有効高 (mm)		198	266	343	348	378	559
全高 (mm)		426	462	546	622	610	775
外径 (mm)		185	222	260	368	432	432
内径 (mm)		139	165	210	289	356	356
空重量 (kg)		2.7	4	5.4	9	11.4	14
充填重量 (kg) ※2		6	8	14	25	37.2	54.4
希望小売価格 (円・税別)		145,000	139,000	147,000	190,000	226,000	307,000
別売オプション							
ローラーベース * 同列本体品番別	品番				MVEP-6RB4	MVEP-6RB1	MVEP-6RB1
	品名				ローラーベース 104	ローラーベース 101	ローラーベース 101
希望小売価格 (円・税別)					44,000	44,000	44,000

液面レベルスケール *汎用	品番	MVEP-5613469	MVEP-20561020
	品名	液面レベルスケール 24インチ	液面レベルスケール 47インチ
長さ (mm)		610	1,200
希望小売価格 (円・税別)		2,000	3,750

※1：静止蒸発率と静止保存日数は通常の場合の公称値です。実際の蒸発率と保存日数は容器の使用状況や設置場所などにより変化します。

※2：充填重量にはラックや保存試料の重量は含みません。

★印の品番は受注生産となります。納期につきましては、別途お問い合わせください。