



少量試料・小容量キャニスター保存用 液体窒素低消費仕様

- Standard Capacity (標準容量)
- 一般的な少量試料保存用
- 液体窒素低消費仕様
- 取り回し容易な軽量容器

液体窒素保存容器 SCシリーズ	品番	MVE-20861774	MVE-10829621	MVE-10743035	MVE-9918499	MVE-9917989★	MVE-9918009★
	品名	SC 20/20 SIGNATURE	SC 36/32	SC 33/26	SC 11/7	SC 8/5	SC 3/3
<b>最大保存容量</b>							
キャニスター数 (付属)		6	6	6	6	6	6
C-10ケーン使用時の 0.5mlストロー数		540	540	540	720	/	/
0.5mlストロー数 (1段、パルク)		780	780	780	1122	1122	1122
5本立ケーン使用時の 1.2ml又は2.0ml アンプル数		150	150	150	210	/	/
<b>性能</b>							
液体窒素容量 (L)		20.5	36.5	33	11	8.4	3.6
静止蒸発率 (L/日) ※1		0.09	0.1	0.13	0.16	0.15	0.13
再充填期間 (満充填・日) ※2		142	224	182	43	35	17
<b>容器寸法</b>							
ネック口径 (mm)		51	51	51	55	55	55
全高 (mm)		652	690	657	549	470	406
外径 (mm)		368	464	464	260	260	222
キャニスター高 (mm)		279	279	279	279	127	127
キャニスター径 (mm)		38	38	38	41.9	41.9	41.9
空重量 (kg)		11.8	15.4	15.4	7.7	5.3	3.6
充填重量 (kg) ※3		28.3	44.8	42.4	16.6	12.1	65
希望小売価格 (円・税別) ※4		234,000	313,000	293,000	196,000	217,000	191,000
<b>別売オプション</b>							
ローラーベース *同列本体品番別	品番	MVEP-6RB4	MVEP-6RB2	MVEP-6RB2	/	/	/
	品名	ローラーベース 104	ローラーベース 102	ローラーベース 102	/	/	/
希望小売価格 (円・税別)		44,000	44,000	44,000	/	/	/
予備用キャニスター *同列本体品番別	品番	別途お問い合わせください ★	MVEP-14353851★	MVEP-14353851★	MVEP-14552826★	MVEP-14544797★	MVEP-14544789★
	品名		予備用キャニスター	予備用キャニスター	予備用キャニスター	予備用キャニスター	予備用キャニスター
希望小売価格 (円・税別)			9,750	9,570	9,500	12,500	9,500
5インチキャニスター *同列本体品番別	品番	MVEP-9720939	/	/	/	/	/
	品名	5インチキャニスター	/	/	/	/	/
希望小売価格 (円・税別)		9,750	/	/	/	/	/
液面レベルスケール *汎用	品番	MVEP-5613469		MVEP-20561020			
	品名	液面レベルスケール 24インチ		液面レベルスケール 47インチ			
長さ (mm)		610		1,200			
希望小売価格 (円・税別)		2,000		3,750			

※1：静止蒸発率と静止保存日数は通常の場合の公称値です。実際の蒸発率と保存日数は容器の使用状況や設置場所などにより変化します。

※2：再充填期間は通常の使用条件で容器の性能を推定するための参考値です。実施の期間は設置環境や使用状況などにより変化します。

※3：充填重量にはラックや保存試料の重量は含まれません。 ※4：付属品としてキャニスターを含みます。

★印の品番は受注生産となります。納期につきましては、別途お問い合わせください。